

Kompatibilitetsguide

X40 Transceiver 4.0 er kompatibel med nedenstående høreapparater, benforankrede høresystemer og hovedtelefoner.

Oticon høreapparater

Intent-familien
Real-familien
Own-familien*
Play PX-familien
Zircon-familien
More-familien
Xceed Play-familien
Xceed-familien
Opn Play-familien
Ruby-familien
Opn S-familien

Bernafon høreapparater

Encanta-familien*
Alpha XT-familien
Alpha-familien*
Leox-familien
Viron-familien

Philips høreapparater*

HearLink-familien

ReSound*

ReSound Nexia-familien

Oticon Medical

Ponto 5 Mini
Ponto 5 SuperPower

Hovedtelefoner

Samsung Galaxy Buds3 Pro
Samsung Galaxy Buds2 Pro

* Har du i-øret høreapparater, kræver det, at høreapparaterne enten har 2,4 GHz eller Auracast™ lydteknologi. X40 Transceiver er ikke kompatibel med CIC- og IIC-modeller.

Auracast™ ordmærket og logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG. Enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Phonic Ear. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

